



# BD Stent

## SX-ELLA Stent Degradable Esofágico BD



# BD Stent



Biodegradable

Sistema de entrega único

Excelente flexibilidad

Marcadores radiopacos



## Descripción básica

### SX-ELLA stent degradable esofágico - BD stent




BD Stent está diseñado para el tratamiento de las estenosis esofágicas benignas (péptica, anastomótica, cáustica) y acalasia resistente a la terapia estándar.

#### Características y beneficios

- ✓ Sistema de entrega PULL / Punta de oliva divisible / desprendimiento automático de la oliva, cuando se comienza a liberar el stent / Fácil inserción y extracción segura del sistema de entrega
- ✓ Marcadores radiopacos / Precisa colocación del stent
- ✓ Diseño contra la migración / Reducción de las tasas de migración
- ✓ Integridad y la fuerza radial del stent se mantiene durante 6 - 8 semanas después de la implantación / Periodo extendido de dilatación en comparación con los métodos convencionales
- ✓ La desintegración del stent se produce después de 11 - 12 semanas después de la implantación / No hay necesidad de extracción
- ✓ Procedimiento de compresión simple / Herramienta de compresión incluida

#### Descripción adicional

El stent debe ser comprimido por la herramienta de compresión en el sistema de entrega justo antes de la implantación  
 5,9 mm / 9,4 mm (18 F / 28 F) sistema de entrega, disponible en longitud estándar de 75 cm  
 Guía de cable recomendada: 0.035" (0,89 mm) ultra rígida / Longitud mínima 220 cm



#### Medidas disponibles

REF No.	Diámetro del cuerpo del stent [mm]	Diámetro de los extremos del stent [mm]	Longitud del stent [mm]
019-10A-23/18/23-060	18	23	60
019-10A-23/18/23-080			80
019-10A-23/18/23-100			100
019-10A-25/20/25-060	20	25	60
019-10A-25/20/25-080			80
019-10A-25/20/25-100			100
019-10A-28/23/28-060	23	28	60
019-10A-28/23/28-080			80
019-10A-28/23/28-100			100
019-10A-31/25/31-060	25	31	60
019-10A-31/25/31-080			80
019-10A-31/25/31-100			100
019-10A-31/25/31-135			135

Distributor:

Manufacturer:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horakove 504, 500 06 Hradec Kralove  
Czech Republic

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655  
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu